



© fotowebbox.de / eRPaki Hundezubehör

Vielen Dank an Fotomodel Jule

Hunde abzumessen ist schon eine Herausforderung. Oft muss man mehrere Versuche starten bis alles so sitzt, wie man sich wünscht. Nicht aufgeben, tausende Kunden haben es schon vorbildlich geschafft. Wir drücken die Daumen im Kampf mit Fellnasen und Maßband :-). Und im schlimmsten Fall einfach einen Termin zum Abmessen direkt bei uns vereinbaren, gemeinsam sind wir stark :-)

**Tipps:**

Hund im Stehen abmessen, so erreicht man genauere Ergebnisse. Hilfreich sind auch selbstgebastelte Geschirr-Prototypen aus Papier und Thesa oder Geschenkband :-)

denken Sie daran, dass dazu noch die Polsterung kommt, messen Sie lieber bisschen lockerer vor allem im Bereich A-B-A und C-D-C



### 1. Maße A-B-A - vorne

Umfang vom Nackenansatz (A) bis zum Brustknochen (B) und zurück vom Brustknochen bis zum Nackenansatz  
(bitte NICHT Halsumfang messen!!!)



### 2. Maße C-D-C - hinten

Brustumfang an der breitesten Stelle

Messen Sie ringsherum hinter den Vorderbeinen, am besten mit zwei Finger Abstand hinter den Vorderbeinen, damit der Klickverschluss beim Laufen nicht reibt.



Wie weit hinter den Vorderbeinen dieses Brustgurt liegen soll, entscheidet Herrchen/Frauchen selbst. Einige vierbeinigen Kunden tragen es nicht so weit hinter den Vorderbeinen, andere wieder lieber mehr weiter.



### 3. Maße A-D - oben

Rückenteil


vom Nackenansatz bis zum Punkt, wo Ring zum Befestigen der Leine sein wird bzw. bis zum Punkt, wo Sie Brustumfang C-D-C gemessen haben



### 4. Maße B-C - unten

Brustteil

vom Brustknochen bis zum Punkt, wo Sie die Maße C-D-C (Brustumfang) gemessen haben



ACHTUNG ÄNDERUNGEN

ab 01.01.2017 gibt es neue Maßen für Standardgrößen. Falls Ihr Hund doch ein Geschirr mit den alten Maßen benötigt, bitte unbedingt bei der Bestellung anmerken. Sonst wird das Geschirr nach neuen Standardmaßen hergestellt.

Größe	A-B-A	B-C	A-D	C-D-C	C-D-C
gültig seit 01.01.2017				Geschirr mit 1 Klickverschluss	Geschirr mit 2 Klickverschlüssen
<b>XXXS</b>	bis 35 cm	18 cm	6 cm	30 - 45 cm	35 - 45 cm
<b>XXS</b>	bis 40 cm	20 cm	8 cm	35 - 50 cm	40 - 50 cm
<b>XS</b>	bis 50 cm	24 cm	10 cm	45 - 60 cm	50 - 60 cm
<b>S</b>	bis 55 cm	27 cm	12 cm	50 - 70 cm	55 - 70 cm
<b>M</b>	bis 60 cm	29 cm	14 cm	60 - 80 cm	65 - 80 cm
<b>L</b>	bis 65 cm	31 cm	16 cm	70 - 90 cm	75 - 90 cm
<b>XL</b>	bis 70 cm	35 cm	18 cm	75 - 95 cm	80 - 95 cm

<b>XXL</b>	bis 75 cm	37 cm	20 cm	80 - 100 cm	85 - 100 cm
<b>XXXL</b>	bis 80 cm	34 cm	22 cm	90 - 110 cm	95 - 110 cm

Größe

	<b>A-B-A</b>	<b>B-C</b>	<b>A-D</b>	<b>C-D-C</b>
gültig bis zum 01.01.2017				
XXXS alte Maße	20 bis 25 cm	7cm	5 cm	30 bis 35 cm
XXS alte Maße	20 bis 30 cm	9 cm	7 cm	30 bis 40 cm
XS alte Maße	30 bis 40 cm	10 cm	7 cm	35 bis 50 cm
S alte Maße	30 bis 45 cm	12 cm	10 cm	40 bis 60 cm
M alte Maße	35 bis 55 cm	15 cm	13 cm	45 bis 70 cm
L alte Maße	45 bis 65 cm	19 cm	16 cm	50 bis 80 cm
XL alte Maße	40 bis 75 cm	21 cm	18 cm	55 bis 90 cm
XXL alte Maße	55 bis 85 cm	23 cm	20 cm	65 bis 100 cm

Achtung! **Toureneschirr Double-Klick** wird ausschließlich auf Maß angefertigt, da die Verstellmöglichkeit viel geringer ist, als bei klassischem Toureneschirr mit einem Verschluss.  
 Falls die Standardgröße passt, bitte unbedingt noch die aktuelle **C-D-C-Maße mitteilen!!!**

